

## コンパクト防水ホルター心電計

カルディ 302 ミニ

# Cardy302 Mini

### ホルター心電図検査とは？

不整脈や心筋虚血などの心疾患が疑われる場合に、24時間心電図を記録し、解析する検査です。



認証番号：219AGBZX00094A01



## □ 入浴民族である日本人のホルター心電計

日本人は温かい浴槽にゆっくりと浸かるスタイル。その入浴時のホルター装着を可能にした「Cardy302 Mini」もちろんシャワーを浴びることも可能です。夏場の入浴できない不快感を取り除きます。また、入浴中の心電図記録は臨床的にも有用であり、冬場のヒートショックも評価できます。従来の機械に比べ、小型・軽量構造になっており、検査中でも快適に日常生活を過ごすことができます。Cardy302なら、1年を通して快適に検査を受けることが可能です。

ディスポ電極 カルディロードW(防水)で


## □ 快適な衣類内装着

ホルター心電図検査に必要不可欠な電極。従来の電極はどうしてもかさばり、検査をためらう原因にもなっていました。スズケンが開発したカルディロードWなら、機械本体も含め、衣類内に収まるため外観からは検査中であることが分かりません。また、トイレや着替え、お休みになるときも機械を取り外したり、位置を気にする必要がありません。もちろんカルディロードWは防水のため、装着したまま入浴が可能です。

本体サイズ：(幅)58×(奥行)67×(高さ)20mm 重量67g

### 装着イメージ

当社従来品



## □ 運動強度・体位情報

Cardy302には3軸加速度センサを搭載しており、診断に有益な情報(運動強度・体位)を提供します。

運動強度 ⇨ 運動強度と心拍数、STレベル、不整脈の関係から、労作性狭心症診断に役立ちます。


体位情報 ⇨ 除脈・頻脈を繰り返す心拍数の変化と体位を確認することで、睡眠時無呼吸の有無を推定することができます。

## □ こんな時はホルター心電図検査を受けましょう！

- ✓ 少し階段を登っただけで息が切れる。
- ✓ たまに胸がドキドキする。
- ✓ たまに胸が痛いときがある。
- ✓ 夜中に息苦しくて不安を感じることもある。



## □ 検査の流れ



※検査結果の説明は後日になる場合があります

## □ 入浴中の心電図検査をするメリット

「ヒートショック」という言葉をご存知ですか？  
 これは、急激な温度の変化により血圧が大きく変動し、  
 体が受ける健康被害のことです。血圧の変動は心臓に  
 負担となり、心筋梗塞や脳卒中のリスクを高めます。  
 日本人が大好きな入浴（シャワー）も、このヒートショックの  
 原因となり、全国で年間約1万4000人もの方がなくなっているとの  
 推計もあります。特に室内と浴室の温度差が激しい  
 冬場には入浴事故が多く発生しています。  
 防水型ホルター心電計を使用することは、  
 入浴中の心血管事故の予防、早期発見に有用です。  
 動機や胸の痛みなど、心臓に不安を感じた場合は、  
 早めに医師に相談しましょう。

