


ヘリコバクターピロリ菌を見つける検査方法

検査の方法は

- 内視鏡を用いる方法と
- 内視鏡を用いない方法があります

ヘリコバクターピロリ除菌の治療後、
当院で行っている尿素呼気試験とは
検査薬を飲んでから呼気を集めて調
べる検査方法です

この検査法は
簡単です！



尿素呼気試験の行いかた

標準的な¹³C-尿素呼気試験法

0分



吹く

ユービット錠の服用前に呼気を採取します。

5分



飲む

ユービット錠(1錠)をつぶしたりせず、空腹時に水100mLとともに嚙まずに速やかに(5秒以内に)嚥下します。

5分



左側臥位で待つ

服用後、左側臥位の姿勢を5分間保ちます。

20分



吹く

ユービット錠服用後20分に呼気を採取します。

座位で待つ

その後は座位の姿勢を保ちます。

尿素呼気試験 の 測定機器

呼気中¹³CO₂分析装置

POC^{one}®

赤外分光分析装置



迅速

- 2分で測定結果が分かります
- より速やかに適切な治療へ診断します

簡便

- ワンタッチの操作で測定できます
- 非侵襲な検査は患者さんに有益です

コンパクト

- 小さく、軽くて持ち運びも可能です
- 設置スペースはA4サイズ相当